

依頼者名： ○○ ○○

(内線：XXXX ) 記入例

Reference (事務処理用・記入しないでください)

サンプル名	分子の種類	推定分子量	分子量推定法	サンプル量		可溶化溶媒		サンプルの保管法		その他特記事項	ファイル名 (分析室管理用)
				乾燥物の場合 目的物質の 含重量を 記入してください	溶液の場合 目的物質の 濃度を 記入してください	アセトニトリル:水: TFA(50:50:0.1) 特に問題がなければ 上記溶媒をサンプル の溶解に使用します	それ以外 (具体的に)	冷凍	冷凍以外 (具体的に)		
1 control	タンパク質消化物	1500-3000	アミノ酸配列		1nmol/ $\mu$ L	○		○			
2 PMF-1	タンパク質消化物	1500-3000	アミノ酸配列		100pmol/ $\mu$ L	○		○			
3 Sample-a	タンパク質	60000	SDS-PAGE	1mg		○			冷蔵		
4 Glycan	糖鎖	1500	糖鎖配列		100pmol/ $\mu$ L		アセト:水(30:70)		冷蔵	DHB or CHCA	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

注1： サンプルはHPLC/SDS-PAGE精製純度のものをご用意ください。それ以外のものについてはご相談ください。

注2： サンプル量はペプチドの場合は100pmol/ $\mu$ l以上、タンパク質の場合は1 nmol/ $\mu$ l以上をご用意ください。それ以下の場合にご相談ください。